

AUTOTENSIO BRAS ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER



Ref. SPG440-



30/07/2025 05:16:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

AUTOTENSIO BRAS ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER



Ref. SPG440-

Une facilite d'utilisation au quotidien pour un usage familial en automesure

Description

HAUTE PRECISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Detecteur de rythme cardiaque irregulier
- Indicateur tricolore des risques OMS
- 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales

FACILE D'UTILISATION

- Entierement automatique
- 2 boutons
- Nouveau brassard 22-42 cm taille M/L

USAGE FAMILIAL

- 2 x 60 memoires horodatees

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Livre avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport
- Adaptateur secteur en option
- 2 tailles de brassard (S, M/L) disponibles en option

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446022501	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	13	Unite emballee / Hauteur (cm)	10
Unite emballee / Longueur (cm)	17	Unite emballee / Poids (kg)	0.594
Unite nue / Poids (kg)	0.358		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	55
Humidite mini	15	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 05:16:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr