

## LAMPE STYLO, LED - LUXAMED®

## LUXAMED®

Ref. D1.211.612

CE

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**I**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2**  
2 ANS  
GUARANTEE



 30/07/2025 07:14:32 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## LAMPE STYLO, LED - LUXAMED ®

**LUXAMED**®

Ref. **D1.211.612**

La lampe-stylo LED de Luxamed est resistente et tient durablement dans le temps grace a la technologie LED !

Cette technologie permet un champ de vision libre sans ombre et un eclaireage optimal dans la zone d'application. Les LED sont alimentees par un courant constant garantissant une duree de vie considerablement plus longue

### Description

Lampe stylo pour un examen optimal des yeux et de la gorge, avec lumiere LED appouee pour l'examen des yeux.

- Haute resistance de la lampe-stylo en ABS plastique
- Duree de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Intensite lumineuse : entre 18 000 et 22 000 mcd
- Temperature de couleur, environ : 7000K
- Tension : 3.0V
- Alim. : 2x piles alcalines AAA, incl
- Poids : 31.5 g

Existe en coloris :

Blanc (Ref : D1.211.912)

Bleu (Ref : D1.211.212)

Gris (Ref : D1.211.312)

Jaune (Ref : D1.211.512)

Kids (Ref : D1.311.912)

Noir (Ref : D1.211.112)

Rouge (Ref : D1.211.412)

Vert (Ref : D1.211.612)

### Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381961710	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne
<b>MEASURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

www.gsh-med.fr

