

LEVIER A OS LANGE HOHMANN, 27 CM, 40 MM X 10 MM

Ref. IL11810



29/07/2025 23:50:18 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

LEVIER A OS LANGE HOHMANN, 27 CM, 40 MM X 10 MM



Ref. IL11810

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040020242	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	3	Unite nue / Largeur (cm)	3.1
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	0.4
Unite emballee / Longueur (cm)	27	Unite nue / Longueur (cm)	27.6
Unite emballee / Poids (kg)	0.1	Unite nue / Poids (kg)	0.097
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

29/07/2025 23:50:18 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr