

BOUGIE HEGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°18

Ref. IS01618



Exemple de bougies Hégar simple, inox.
30 tailles disponibles, nous consulter



30/07/2025 02:55:56 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BOUGIE HEGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°18



Ref. IS01618

Description

Bougie Hegar simple, inox

30 Tailles disponibles, nous consulter

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040029887	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	1.7
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	1.7
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	19
Unite emballee / Poids (kg)	0.08	Unite nue / Poids (kg)	0.08
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 02:55:56 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr