

## PORTE-AIGUILLE MAYO-HEGAR, 24 CM

Ref. IP29424



30/07/2025 07:39:20 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# PORTE-AIGUILLE MAYO-HEGAR, 24 CM



Ref. IP29424

Permet de tenir fermement une aiguille pendant la suture d'une plaie

## Description

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes au règlement EU 2017/745 et à l'ISO 13485.

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040024769	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

### MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.085
Unite nue / Poids (kg)	0.085		

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

### AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1		
---------------------------	---	--	--

30/07/2025 07:39:20 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)