

**PORTE-AIGUILLE OLSEN-HEGAR, 19
CM, TUNGSTENE**



Ref. IP32419



30/07/2025 05:28:10 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

PORTE-AIGUILLE OLSEN-HEGAR, 19 CM, TUNGSTENE



Ref. IP32419

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040024950	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	7.8
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	0.4
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	18
Unite emballee / Poids (kg)	0.056	Unite nue / Poids (kg)	0.056
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 05:28:10 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr