

BOUGIE HEGAR, DOUBLE, INOX, N° 1/2



Ref. IS01401

Exemple de bougies Hégar double, inox.
15 tailles disponibles, nous consulter.



30/07/2025 01:17:08 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BOUGIE HEGAR, DOUBLE, INOX, N° 1/2



Ref. IS01401

Description

Bougie Hegar double, inox

15 Tailles disponibles, nous consulter

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040029542	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	4.3
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	0.2
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	19
Unite emballee / Poids (kg)	0.007	Unite nue / Poids (kg)	0.007
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 01:17:08 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr