

BOUGIE HEGAR, DOUBLE, INOX, N° 17/18

Ref. IS01417



30/07/2025 05:30:42 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

**BOUGIE HEGAR, DOUBLE, INOX, N°
17/18**

Ref. IS01417

Description

Bougie Hegar double, inox

15 Tailles disponibles, nous consulter

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040029627	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	1.7
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	1.7
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	20.4
Unite emballee / Poids (kg)	0.099	Unite nue / Poids (kg)	0.099
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 05:30:42 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.