


BOUGIE HEGAR, DOUBLE, INOX, N° 19/20

Ref. IS01419



30/07/2025 02:37:43 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BOUGIE HEGAR, DOUBLE, INOX, N° 19/20



Ref. IS01419

Description

Bougie Hegar double, inox

15 Tailles disponibles, nous consulter

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040029634	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	6
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	1.5
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	21
Unite emballee / Poids (kg)	0.094	Unite nue / Poids (kg)	0.094
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 02:37:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr