

BOUGIE HEGAR, DOUBLE, INOX, 20 CM, SERIE DE 15 PIECES : N°1/2 A N°29/30



Ref. IS01432



30/07/2025 03:30:47 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

BOUGIE HEGAR, DOUBLE, INOX, 20 CM, SERIE DE 15 PIECES : N°1/2 A N°29/30



Ref. IS01432

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040029702	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	1.2
Unite nue / Poids (kg)	1.2		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 03:30:47 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr