

PORTE-AIGUILLE MAYO-HEGAR, 20 CM

Ref. IP29420



30/07/2025 04:05:46 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PORTE-AIGUILLE MAYO-HEGAR, 20 CM



Ref. IP29420

Permet de tenir fermement une aiguille pendant la suture d'une plaie

Description

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040024745	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.062
Unite nue / Poids (kg)	0.062		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 04:05:46 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr