

PORTE-AIGUILLE OLSEN HEGAR, 14 CM

Ref. IP32414



 30/07/2025 03:48:40 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**PORTE-AIGUILLE OLSEN HEGAR, 14
CM**

Ref. IP32414

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040024936	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	14
Unite emballee / Poids (kg)	0.034	Unite nue / Poids (kg)	0.034

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

30/07/2025 03:48:40 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr