

PASSE-FIL DE DANIS - MOYEN

Ref. IP44530



30/07/2025 08:01:06 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PASSE-FIL DE DANIS - MOYEN



Ref. IP44530

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe Ir
Code barre	3661040025599	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	5	Unite nue / Largeur (cm)	5.2
Unite emballee / Hauteur (cm)	1	Unite nue / Hauteur (cm)	1.2
Unite emballee / Longueur (cm)	18	Unite nue / Longueur (cm)	18.4
Unite emballee / Poids (kg)	0.061	Unite nue / Poids (kg)	0.061
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 08:01:06 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.