

FIL ACIER, POUR SERRE-NOEUDS, PAR 12

Ref. IF25110



30/07/2025 04:15:07 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

FIL ACIER, POUR SERRE-NOEUDS, PAR 12



Ref. IF25110

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe Ir
Code barre	3661040018690	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.004
Unite nue / Poids (kg)	0.004		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

30/07/2025 04:15:07 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr