

PINCE HEMOSTATIQUE A TENDRE LES FILS DE WECKER, 7 CM, DROITE

Ref. IP54007



30/07/2025 00:31:42 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PINCE HEMOSTATIQUE A TENDRE LES FILS DE WECKER, 7 CM, DROITE



Ref. IP54007

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe Ir
Code barre	3661040028200	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	7
Unite emballee / Poids (kg)	0.017	Unite nue / Poids (kg)	0.017
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

 30/07/2025 00:31:42 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr