

PINCE HEMOSTATIQUE A TENDRE LES FILS DE WECKER, 5 CM, COURBE



Ref. IP54015



29/07/2025 23:54:51 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PINCE HEMOSTATIQUE A TENDRE LES FILS DE WECKER, 5 CM, COURBE



Ref. IP54015

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040028217	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	0.7
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite emballee / Longueur (cm)	nc
Unite nue / Longueur (cm)	5.1	Unite emballee / Poids (kg)	0.024
Unite nue / Poids (kg)	0.024		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 29/07/2025 23:54:51 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr