

SPECULUM VAGINAL COLLIN, 30 MM, LONG 105 MM

Ref. IS04630



30/07/2025 06:55:51 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

SPECULUM VAGINAL COLLIN, 30 MM, LONG 105 MM



Ref. IS04630

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040030203	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	3
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite emballee / Longueur (cm)	nc
Unite nue / Longueur (cm)	10.5	Unite emballee / Poids (kg)	0.25
Unite nue / Poids (kg)	0.236		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 06:55:51 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr