

SPECULUM VAGINAL COLLIN, 35 MM, LONG 110 MM

Ref. IS04635



30/07/2025 02:12:22 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

SPECULUM VAGINAL COLLIN, 35 MM, LONG 110 MM



Ref. IS04635

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040030234	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	3.5
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	6.3
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	11
Unite emballee / Poids (kg)	0.256	Unite nue / Poids (kg)	0.256
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 02:12:22 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr