

THERMOMETRE TYMPANIQUE THERMOSCAN PRO 6000 (EMBASE COURTE + STATION DE CHARGEMENT)

Ref. DWPRO6K08

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

CE
0297

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3
3 YEARS
GUARANTEE



01/08/2025 22:42:18 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

THERMOMETRE TYMPANIQUE THERMOSCAN PRO 6000 (EMBASE COURTE + STATION DE CHARGEMENT)

Welch Allyn®

Advancing Frontline Care™

Ref. DWPRO6K08

Thermometre a infrarouge tympanique pour les pro, en 2 secondes et avec Station de recharge electrique

Description

Le thermometre auriculaire Braun ThermoScan PRO 6000 de Welch Allyn, dote de la technologie de mesure la plus avantee, offre la rapidite et la simplicité dont les professionnels de sante ont besoin pour capturer des releves de temperature precis, fiables et de maniere confortable pour les patients.

- Duree de mesure : 2 - 3 secondes
- La technologie innovante PerfectTemp™ ameliore la precision des mesures en detectant l'orientation et la profondeur d'insertion de la sonde dans le conduit auditif et ajuste les parametres de calcul de la temperature.
- La technologie ExacTemp™ contribue a l'exactitude de la mesure en detectant la stabilite de la sonde pendant la mesure
- Il dispose d'un compteur de pouls de 60 secondes facilitant la mesure manuelle de la frequence de pouls et de la respiration, d'un chronometre, de boutons de rappel de la demiere mesure et de changement de graduation C/F
- Type d'affichage : Large ecran a cristaux liquides retroeclairé, quatre chiffres plus des icones specifiques
- Mise en veille automatique : Environ 10 secondes apres la demiere mesure
- Alimentation : batterie rechargeable grace a sa station de chargement).
- Les couvre-sondes pour ThermoScan® Pro 6000 protegent la sonde et contribuent a minimiser le risque de contamination croisee.
- Petit : 152 mm × 44 mm × 33 mm (6" × 1,7" × 1,3") et leger : 100 grammes (sans piles).
- Duree de vie des piles : 1000 mesures (piles alcalines AA)
- Livre avec : l'embase courte, la station de chargement, la batterie rechargeable et une boite de 20 couvre-sondes

📅 01/08/2025 22:42:18 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

THERMOMETRE TYMPANIQUE THERMOSCAN PRO 6000 (EMBASE COURTE + STATION DE CHARGEMENT)

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Ref. DWPRO6K08

Caracteristiques

Marquage CE	CE0297	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3661041009826	Code douanier	90251900
Garantie (mois)	36		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	16	Unite nue / Largeur (cm)	3.3
Unite emballee / Hauteur (cm)	15	Unite nue / Hauteur (cm)	15.2
Unite emballee / Longueur (cm)	25	Unite nue / Longueur (cm)	4.4
Unite emballee / Poids (kg)	0.46	Unite nue / Poids (kg)	0.44
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

01/08/2025 22:42:18 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr