

MALLETTE ELITE BAGS GP

Ref. MEGP03_B

 **ELITE BAGS**



 01/08/2025 23:38:10 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

MALLETTE ELITE BAGS GP



Ref. MEGP03_B

Description

Sac léger et simple d'utilisation grâce à ses séparateurs internes velcro qui permettent d'organiser le matériel sanitaire de manière facile et rapide. Son système de bretelles intégrées permet de le transformer en sac à dos.

- Matériel textile léger et résistant, anti-dechirures (Ripstop)
- Zone spéciale pour les effets personnels, cartes de visites, stylo, etc...
- Compartiment pour documents, A4
- Séparateurs internes velcro
- Ampoulier isotherme, 43 ampoules
- Fermeture éclair avec œillet pour cadenas.
- Grande poche externe avec double compartiment et bandes élastiques
- Bretelles intégrées pour transformation en sac à dos
- Poids : 1 kg
- Mesures extérieures : 40 x 21 x 25 cm / 21 L
- Capacité maximum recommandée : 3,5 Kg
- Vendu vide
- Disponible en noir (MEGP02_N), anthracite/saumon (MEGP03_R) et gris/turquoise (MEGP03_B).

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	8436564540454	Code douanier	4202.12.99.90
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	21
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	25
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	40
Unité emballée / Poids (kg)	1.5	Unité nue / Poids (kg)	1

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

couleurs 2025 23:38:10 - Informations et Gris/turquoise des données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr