



## BOITE ALUMINIUM, COLOREE

Ref. AC1773\_B



05/08/2025 22:39:10 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## BOITE ALUMINIUM, COLOREE



Ref. AC1773\_B

Pratique pour le rangement des instruments de chirurgie.

### Description

- Sterilisation a chaud ou a l'autoclave (134°-18 minutes)
- Ne pas laver dans un nettoyeur a ultrasons ni dans une machine a laver
- Attention : l'aluminium est incompatible avec certains produits de decontamination

Formats disponibles :

- 17 x 7 x 3 cm
- 18 x 9 x 3 cm
- 21 x 10 x 3 cm

Coloris disponibles :

- Azur (AC1893\_BC, AC1773\_BC, AC2113\_BC)
- Bleu (AC1773\_B, AC1893\_B, AC2113\_B)
- Dore (AC1773\_D, AC1893\_D, AC2113\_D)
- Rouge (AC1773\_R, AC1893\_R, AC2113\_R)
- Vert (AC1773\_V, AC1893\_V, AC2113\_V)

### Caracteristiques

|                                           |               |                               |               |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Marquage CE                               | CE            | Dispositif Medical            | Classe I      |
| Code barre                                | 3661040067346 | Code douanier                 | 90184990      |
| Garantie (mois)                           | 12            | Pays                          | France        |
| <b>MESURES</b>                            |               |                               |               |
| Unite emballee / Largeur (cm)             | 7             | Unite emballee / Hauteur (cm) | 3             |
| Unite emballee / Longueur (cm)            | 17            | Unite emballee / Poids (kg)   | 0.118         |
| Unite nue / Poids (kg)                    | 0.118         |                               |               |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b> |               |                               |               |
| Temperature mini                          | NA            | Temperature maxi              | NA            |
| Humidite mini                             | NA            | Humidite maxi                 | NA            |
| <b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>            |               |                               |               |
| Couleurs                                  | Bleu          | Dimensions Boites             | 17 x 7 x 3 cm |

05/08/2025 22:39:10 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31  
[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)