

**BRASSARD SPENGLER, POCHE
VAQUEZ-LAUBRY NANO**



Ref. 330220

 04/08/2025 21:45:15 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**BRASSARD SPENGLER, POCHE
VAQUEZ-LAUBRY NANO****Ref. 330220****Description**

Brassard compatible Vaquez-Laubry Nano, de couleur noir, en nylon Oxford noir avec poche caoutchouc double tubulure (10 cm et 60 cm), support de manometre en croute de cuir, fermeture par velcro.

Existe en taille S, M ou L

Enfant/Petit adulte (S), nylon, velcro, noir : 330220

Adulte (M), nylon, velcro, noir : 330210

Adulte (L), nylon, velcro, noir : 330200

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446028565	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonesie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.15
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

04/08/2025 21:45:15 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.