

## VAQUEZ-LAUBRY NANO BRASSARD VELCRO NYLON (S A L) SPENGLER




Ref. 512200



CE  
0459

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**Im**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
2 ANS  
2 YEARS  
GUARANTEE



12/08/2025 21:52:48 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31  
[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## VAQUEZ-LAUBRY NANO BRASSARD VELCRO NYLON (S A L) SPENGLER



Ref. 512200

**Pour les professionnels de sante recherchant un instrument sans compromis entre praticite et precision.**

### Description

#### GRANDE PRECISION DES MESURES

- Double tubulure pour une monte en pression lineaire
- Mecanisme «horlogerie» haute precision

#### RESISTANT AUX CHOC

- Grand cadran en ABS resistant aux chocs
- Protege manometre en mousse antichoc

#### CONFORT

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticite

#### HAUT NIVEAU DE FINITION

- Support manometre en croute de cuir

#### BRASSARD

- Brassard taille S (20-28 cm), M ou L, Velcro, Nylon Oxford, noir

Livre avec une trousse de rangement.

### Caracteristiques

|                 |               |                    |                               |
|-----------------|---------------|--------------------|-------------------------------|
| Marquage CE     | CE0459        | Dispositif Medical | Classe Im (fonction mesurage) |
| Code barre      | 3700446007263 | Code douanier      | 90189010                      |
| Garantie (mois) | 24            | Pays               | France                        |

#### MESURES

|                                |    |                               |     |
|--------------------------------|----|-------------------------------|-----|
| Unite emballee / Largeur (cm)  | 14 | Unite emballee / Hauteur (cm) | 8   |
| Unite emballee / Longueur (cm) | 20 | Unite emballee / Poids (kg)   | 0.8 |

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

|                  |     |                  |    |
|------------------|-----|------------------|----|
| Temperature mini | -20 | Temperature maxi | 70 |
| Humidite mini    | 20  | Humidite maxi    | 85 |

#### AUTRES CARACTERISTIQUES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Unite emballee / Quantite | 1 |
|---------------------------|---|

12/08/2025 21:52:48 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)