

LIAN NANO BAGUE GRISE BRASSARD VELCRO (XXS A XL) SPENGLER



Ref. 513249

CE
0459



12/08/2025 21:47:49 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr



Ref. 513249

Léger et robuste, le tensiometre qui allie style et performance.

Description

>>> ATTENTION :
Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

GRANDE PRECISION DES MESURES

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

CONFORT

- Léger
- Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main
- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spender, le parfait mix entre maintien et praticité

RESISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en ABS résistant aux chocs

BRASSARD

- Brassard en nylon Oxford ou coton, fermeture velcro
- Taille XXS (10-15 cm), XS (15-22 cm), S (20-28 cm), M (26-34 cm), L (32-42 cm) ou XL (42-52 cm)
- Existe en noir ou motifs
- Existe en version Clinic® pour prévention des contaminations croisées
- Livre avec une trousse de transport

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesure)
Code barre	3700446024307	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.478

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	85	Humidite maxi	85

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unité emballée / Quantité 1 Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification

Unité emballée / Quantité 1

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr