

MOBI AVEC BRASSARD ADULTE (M) SPENGLER, 4 COULEURS AU CHOIX



Ref. 513703



CE
0459

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
Im
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3 ANS
3 YEARS
GUARANTEE



 12/08/2025 22:45:48 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

MOBI AVEC BRASSARD ADULTE (M) SPENGLER, 4 COULEURS AU CHOIX



Ref. 513703

Elegant et colore, le tensiometre MOBI revolutionne le tensiometre aneroide grace a sa nouvelle connectique brevete.

Description

La tubulure « LIFE LINK® » permet le changement de brassard en moins d'une seconde grace a ses connecteurs aimantes qui assure la connexion et l'etancheite entre le manometre et la tubulure.

- AMBIDEXTRE : Mobi est specialement etudie pour etre ambidextre, choisissez votre configuration et changez la position de la valve de decompression, de la connectique « LIFE LINK® » et de la cuillere.

- POIRE ERGONOMIQUE : La poire ergonomique est adaptee a toutes les morphologies de mains et offre un gain de volume de 11% sur les poires traditionnelles.

- VALVE DE PRECISION : MOBI est equipe d'une valve de decompression dont la forme est etudiee pour offrir la meilleure sensibilite lors de la decompression mais aussi une tres bonne ergonomie et prise en main.

- RESISTANT AUX CHOCS : De par sa construction en plastique ABS, sa double coque interne et sa partie arriere en elastomere, MOBI est specialement etudie pour offrir une grande resistance aux chocs et aux chutes du quotidien.

- BRASSARD FACILE avec la connectique revolutionnaire « LIFE LINK® », concu en revetement TPU pour etre plus leger et d'une grande facilite de nettoyage.

- COLORE : Mobi existe en 4 couleurs : Carbone, Myrtille, Corail et Rose poudre

- Livre avec un brassard M et une tubulure LIFE LINK®

- En option : 5 tailles de brassards (XS, S, M, L, XL)

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446027988	Code douanier	90189100
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.52

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	20	Humidite maxi	85

AUTRES CARACTERISTIQUES

Couleurs	Rose Poudre
----------	-------------

12/08/2025 22:45:48 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr