

VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC (S A L) SPENGLER



Ref. 518112



CE
0459



08/08/2025 22:40:55 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC (S A L) SPENGLER



Ref. 518112

Heritier du tensiometre invente par Henri Vaquez, Charles Laubry et Emile Spengler, le plus celebre des tensiometres est la synthese du modernisme et de la tradition.

Description

TRES GRANDE PRECISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montee en pression lineaire
- Mecanisme «horlogerie» haute precision

CONFORT

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER, le parfait mix entre maintien et praticite

RESISTANT AUX CHOCS

- Boitier en metal
- Protege manometre en mousse antichoc

ELEGANCE ET TRES HAUT NIVEAU DE FINITION

- Support manometre en cuir pleine fleur

BRASSARD

- Brassard coton taille s, M ou L (32-42 cm), velcro ou a sangles, rouge, marine ou gris

Livre en trousse nylon.

Adulte (M), coton, velcro, marine : 518012

Adulte (M), coton, velcro, rouge : 518013

Adulte (M), marine, a sangles : 518112

Adulte (M), nylon, velcro, gris : 518011

Adulte (M),rouge a sangles : 518113

Adulte (L), nylon, velcro, gris : 518002

Enfant/petit adulte (S), coton, velcro, motifs : 518022

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446002077	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	60	Pays	France

06/08/2025 22:40:55 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

