

## LIAN CLASSIC BRASSARD VELCRO COTON (XXS A L) SPENGLER



Ref. 519029



05/08/2025 23:02:16 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)



**L'unique tensiometre manopaire dote de la technologie double tubulure lui conferant une precision et un confort d'utilisation rare.**

>>> ATTENTION :  
Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

- Double tubulure avec raccords rapides pour une montée en pression linéaire
- Mécanisme « horlogerie » haute précision

- Résistant aux chocs, boîtier en métal indeformable
- Protège manomètre en mousse antichoc

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER

- Brassard en coton, fermeture velcro
- Taille XXS (10-15 cm), XS (15-22 cm), S (20-28 cm, ref : 519029), M (26-34 cm, ref 519012), ou L (32-42 cm), multibrassard (ref :519050)
- Existe en gris, marine, rouge ou motifs
- Livre avec une trousse de transport

 05/08/2025 23:02:16 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

+33(0)4 42 90 31 31  
info@gsh-med.fr

## LIAN CLASSIC BRASSARD VELCRO COTON (XXS A L) SPENGLER



Ref. 519029

### Caracteristiques

|                                    |               |                               |                               |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Marquage CE                        | CE0459        | Dispositif Medical            | Classe Im (fonction mesurage) |
| Code barre                         | 3700446008734 | Code douanier                 | 90189010                      |
| Garantie (mois)                    | 36            | Pays                          | France                        |
| MESURES                            |               |                               |                               |
| Unite emballee / Largeur (cm)      | nc            | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc                            |
| Unite emballee / Longueur (cm)     | nc            | Unite emballee / Poids (kg)   | 0.663                         |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES |               |                               |                               |
| Temperature mini                   | -20           | Temperature maxi              | 70                            |
| Humidite mini                      | 85            | Humidite maxi                 | 85                            |
| AUTRES CARACTERISTIQUES            |               |                               |                               |
| Unite emballee / Quantite          | 1             |                               |                               |

05/08/2025 23:02:16 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31  
[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)