

LIAN CLASSIC BRASSARD VELCRO COTON (XXS A L) SPENGLER



Ref. 519050

CE
0459

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I_m
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3 ANS
3
3 YEARS
GUARANTEE



05/08/2025 22:54:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

Ref. 519050

Description

- Brassard en coton, fermeture velcro
- Taille XXS (10-15 cm), XS (15-22 cm), S (20-28 cm, ref : 519029), M (26-34 cm, ref 519012), ou L (32-42 cm), multibrassard (ref :519050)
- Existe en gris, marine, rouge ou motifs
- Livre avec une trousse de transport

05/08/2025 22:54:43 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

 info@gsh-med.fr

LIAN CLASSIC BRASSARD VELCRO COTON (XXS A L) SPENGLER



Ref. 519050

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446024789	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	18	Unite emballee / Hauteur (cm)	8
Unite emballee / Longueur (cm)	26	Unite emballee / Poids (kg)	1.15
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	85	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

05/08/2025 22:54:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr