

MONTRE INFIRMIERE SPENGLER

Ref. 570652



12/08/2025 22:41:35 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MONTRE INFIRMIERE SPENGLER



Ref. 570652

Description

Montre infirmiere, pour un look parfait avec le tensiometre MOBI de SPENGLER

- En silicone souple, s'accroche facilement a la blouse
- Systeme «Stop & Go» pour economiser la pile
- 4 couleurs assorties au tensiometre Mobi

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446029548	Code douanier	91021100
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.064

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Couleurs	Carbone	Unite emballee / Quantite	1
----------	---------	---------------------------	---

📅 12/08/2025 22:41:35 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr