

SPECULUMS AURICULAIRES, 250 PCS, DIA. 4MM, NOIR, ADULTE, SPENGLER



Ref. L20748



06/08/2025 22:17:47 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

SPECULUMS AURICULAIRES, 250 PCS, DIA. 4MM, NOIR, ADULTE, SPENGLER



Ref. L20748

Description

Boite de 250.
Pour adulte, a usage unique,
Noir,
O 4 mm.
Universel, compatible toutes marques
Boite avec bec distributeur pour acces facilite aux speculums

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446031275	Code douanier	3926909790
Pays	Suede		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	9	Unite emballee / Hauteur (cm)	11
Unite emballee / Longueur (cm)	11	Unite emballee / Poids (kg)	0.135
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

06/08/2025 22:17:47 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr