

MANCHETTE A PRESSION GREY FUSE DDM

Ref. M25000

DDM

CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE



06/08/2025 22:32:54 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MANCHETTE A PRESSION GREY FUSE DDM



Ref. M25000

La manchette a pression fabriquée en France!

Description

Les manchettes a pression sont des dispositifs médicaux conçus pour un usage en bloc opératoire, en unités de soins intensifs ou dans les véhicules de transport d'urgence. Elles permettent d'accélérer manuellement la perfusion de sang et de solutes, lorsque la gravité ne permet pas d'atteindre les débits souhaités.

La manchette a pression GREYFUSE est compatible avec toutes les poches de solute ou de sang car elle existe en 3 tailles: 500cc (ref : M20500) , 1000cc (ref : M21000) et 3000cc (ref : M25000)

Surveillance optimisée et fiabilité

- Réutilisable et facile à nettoyer/désinfecter
- Visualisation de la poche de solute grâce à un tissu transparent composé d'une trame et d'un maillage en polyamide.
- Plage de pression de 0 à 300mmHg par graduation de 10mmHg
- Précision de la pression du manomètre à ± 3 mmHg
- Zone rouge sur le cadran à 300mmHg pour éviter la surpression
- Décompression contrôlée avec un robinet simple.

Toutes nos manchettes sont fabriquées dans notre Manufacture de Castelculier près d'Agen.

 06/08/2025 22:32:54 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

MANCHETTE A PRESSION GREY FUSE DDM



Ref. M25000

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700468207276	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	24	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
Unite nue / Poids (kg)	520		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-10	Temperature maxi	40
Humidite mini	30	Humidite maxi	40
AUTRES CARACTERISTIQUES			


06/08/2025 22:32:54 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr