

## MINI SAC MEDICAL ETRETAT, DE BOISSY

Ref. MDETRE02

*De Boissy*  
— DEPUIS 1982



12/08/2025 22:04:12 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# MINI SAC MEDICAL ETRETAT, DE BOISSY

*De Boissy*  
— DEPUIS 1982

Ref. MDETRE02

## La version mini du Sac Medical ETRETAT

### Description

Ecoresponsable, personnalisable et « super organise » pour un look tendance avec toutes les options pratiques et modernes.

Tous les tissus, extérieurs comme intérieurs, certifiés Global Recycled Standard (GRS), ont été fabriqués à partir de matière recyclée et restent lavables, résistants et déperlants.

Etretat : c'est le gris des falaises et le brun de la terre de ce lieu emblématique et naturel de Normandie.

Si De Boissy a tenu à rendre hommage aux soignants et s'inspirer pour ses sacs de la forme de la sacoche traditionnelle en cuir des médecins, le look des sacs Etretat contraste bel et bien avec le classicisme habituel. De Boissy a joué la carte de l'élégance, de la tendance et de la modernité. Et il n'en reste pas moins qu'ils ont été conçus pour être « ultra pratiques », pour être le meilleur allié des professionnels de santé lors de leurs visites médicales à domicile ou en collectivité.

- La version mini de Sacs Médicaux Etretat et Madrague
- L'espace principal intérieur comprend aussi 6 poches, un séparateur et les 2 compartiments mobiles : 1 transparent et 1 isotherme, fourni avec sa poche de gel froid réutilisable
- La poche ventrale mesure 31x15 cm
- Toujours à l'extérieur : les 3 petites poches zippées, plus celle avec élastique pour la bouteille de gel, la pochette d'aspect cuir graine détachable-personnalisable, et le port USB externe avec câble de chargement intégré
- Même poignées, bandoulière, porte-nom et fond antidérapant que le grand format
- Dimensions l x h x p : 32 x 28 x 20 cm
- Poids : 1,6 kg
- Contenu maximal recommandé : 4 kg / 15 litres
- Vendu vide

Le sac De Boissy est remis dans son sac anti-poussière afin de le protéger lorsqu'on le range. Gris avec des motifs, cet accessoire est conçu à partir de matières recyclées avec un serrage par cordon.

 12/08/2025 22:04:12 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# MINI SAC MEDICAL ETRETAT, DE BOISSY

*De Boissy*  
— DEPUIS 1982

Ref. MDETRE02

## Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040218977	Code douanier	4202229090
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	54	Unite nue / Largeur (cm)	20
Unite emballee / Hauteur (cm)	42	Unite nue / Hauteur (cm)	28
Unite emballee / Longueur (cm)	57	Unite nue / Longueur (cm)	32
Unite emballee / Poids (kg)	1.05	Unite nue / Poids (kg)	1.05
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 12/08/2025 22:04:12 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)