

THERMOMETRE SPENGLER TEMPO 10 FLEX, VERT



Ref. SP1643/



CE
0123



📅 06/08/2025 22:31:55 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31
✉ info@gsh-med.fr

THERMOMETRE SPENGLER TEMPO 10 FLEX, VERT



Ref. SP1643/

Description

Le thermometre TEMPO 10 FLEX est un thermometre indiquant la temperature corporelle en 10 secondes et disposant d'un embout flexible

- Alarme de fièvre
- Arret automatique
- Embout resistant a l'eau et flexible
- Memoire de derniere mesure
- Mesure en 10 secondes
- 2 coloris disponibles vert et gris
- Livre avec un etui de rangement et pile bouton (1,5V)

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446022877	Code douanier	9018191000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	6	Unite emballee / Hauteur (cm)	2
Unite emballee / Longueur (cm)	15	Unite emballee / Poids (kg)	0.052
Unite nue / Poids (kg)	0.01		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

06/08/2025 22:31:55 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr