



BOITE ALUMINIUM, COLOREE

Ref. AC1893_D



05/08/2025 23:04:01 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BOITE ALUMINIUM, COLOREE



Ref. AC1893_D

Pratique pour le rangement des instruments de chirurgie.

Description

- Sterilisation a chaud ou a l'autoclave (134°-18 minutes)
- Ne pas laver dans un nettoyeur a ultrasons ni dans une machine a laver
- Attention : l'aluminium est incompatible avec certains produits de decontamination

Formats disponibles :

- 17 x 7 x 3 cm
- 18 x 9 x 3 cm
- 21 x 10 x 3 cm

Coloris disponibles :

- Azur (AC1893_BC, AC1773_BC, AC2113_BC)
- Bleu (AC1773_B, AC1893_B, AC2113_B)
- Dore (AC1773_D, AC1893_D, AC2113_D)
- Rouge (AC1773_R, AC1893_R, AC2113_R)
- Vert (AC1773_V, AC1893_V, AC2113_V)

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040067414	Code douanier	90184990
Garantie (mois)	12	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	9	Unite emballee / Hauteur (cm)	3
Unite emballee / Longueur (cm)	18	Unite emballee / Poids (kg)	0.153
Unite nue / Poids (kg)	0.153		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Dore	Dimensions Boites	18 x 9 x 3 cm

05/08/2025 23:04:01 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr