



## STATION DE DIAGNOSTIC NC3 PNI + SPO2 + TEMP COMEN

# COMEN

Ref. BCMONI02



CE  
1639



DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**IIb**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
3 ANS  
**3**  
3 YEARS  
GUARANTEE



12/08/2025 21:57:20 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# STATION DE DIAGNOSTIC NC3 PNI + SPO2 + TEMP COMEN

# COMEN

Ref. BCMONI02

**La station de diagnostic compacte, rapide et précise, parfaite pour l'ambulatoire au chevet du patient avec l'option température**

## Description

Le moniteur NC3 permet de mesurer 3 paramètres vitaux: la pression artérielle non invasive (PNI), la saturation en oxygène (SpO2) et la température (TEMP) à l'aide d'un thermomètre tympanique à infra-rouge sans fil. Particulièrement rapide et facile à utiliser: démarrage 1 à 2 secondes, mesure de PNI 20 à 30 secondes et température 1 à 2 secondes. Son poids et sa petite taille avec en option un pied à roulettes ou un support mural en font un instrument très adapté en ambulatoire au chevet du patient dans les établissements hospitaliers, cliniques ou EHPAD, ainsi que dans les cabinets médicaux.

- Ecran LED rétro-éclairé de 6"
- Accessoires de PNI et SpO2 pour tous types de patient (adulte, pédiatrique et neonatal) (livré avec brassard PNI adulte et capteur SpO2 adulte)
- Thermomètre IR tympanique
- Mesure de la PNI ponctuelle (manuelle) ou programmée (automatique)
- Batterie Lithium rechargeable intégrée pour une autonomie de 12 heures en continu
- 50 groupes (patients) de données sauvegardées
- Poids: 1,250kg
- Option: pied à roulettes, support mural

## Caractéristiques

Marquage CE	CE1639	Dispositif Medical	Classe IIb
Code barre	3661040219066	Code douanier	9018191000
Garantie (mois)	36	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	25	Unité nue / Largeur (cm)	12.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	26	Unité nue / Hauteur (cm)	22
Unité emballée / Longueur (cm)	31	Unité nue / Longueur (cm)	13
Unité emballée / Poids (kg)	2.95	Unité nue / Poids (kg)	1.25
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

 12/08/2025 21:57:20 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)