

## BRASSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE VELCRO POUR GARROT DDM

Ref. GBDM103

DDM

CE

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**I**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2**  
2 YEARS  
GUARANTEE



07/08/2025 22:28:24 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## BRASSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE VELCRO POUR GARROT DDM



Ref. **GBDM103**

Les brassards monobloc a une poche, decontaminables pour garrot DDM

### Description

Ces brassards monobloc en PU sont decontaminables. De forme droite avec une seule poche ils sont composés d'un ensemble monobloc avec un ruban pour sécuriser la fixation velcro.

Ils disposent d'un éventail de tailles identifiables par un code couleur sur la tubulure. (A: largeur de la poche; B: longueur de la poche, C longueur totale)

|                         |                    | A   | B  | C  |
|-------------------------|--------------------|-----|----|----|
| • Brassard nourrisson   | tubulure blanche   | 3.5 | 29 | 38 |
| • Brassard enfant       | tubulure rose      | 4.5 | 35 | 48 |
| • Brassard petit adulte | tubulure parme     | 6   | 46 | 61 |
| • Brassard adulte       | tubulure bleu-ciel | 8   | 46 | 67 |
| • Brassard adulte L     | tubulure turquoise | 10  | 47 | 70 |

Les brassards ne sont pas stérilisables mais peuvent être nettoyés à sec ou immergés en veillant à maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

 07/08/2025 22:28:24 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**BRASSARD MONOBLOC DROIT 1  
POCHE VELCRO POUR GARROT  
DDM**Ref. **GBDM103****Caracteristiques**

|                 |               |                    |          |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE     | CE            | Dispositif Medical | Classe I |
| Code barre      | 3700468207856 | Code douanier      | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24            | Pays               | France   |

**MESURES**

|                                |    |                               |    |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unite emballee / Largeur (cm)  | nc | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc |
| Unite emballee / Longueur (cm) | nc | Unite emballee / Poids (kg)   | nc |

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES**

|                  |     |                  |    |
|------------------|-----|------------------|----|
| Temperature mini | -10 | Temperature maxi | 40 |
| Humidite mini    | 30  | Humidite maxi    | 40 |

**AUTRES CARACTERISTIQUES** 07/08/2025 22:28:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)