

KIT COMPLET GLUCOMETRE JT 100 SPENGLER

Ref. GLU010



CE
0537

DISPOSITIF MEDICAL
IVD
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE

STERILE



 06/08/2025 22:25:20 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

KIT COMPLET GLUCOMETRE JT 100 SPENGLER



Ref. GLU010

Pour une autosurveillance confortable et de haute precision

Description

Le glucometre Spengler offre une precision difficilement egalable avec seulement 12% de biais alors que la plupart des glucometres propose 15%.

Les avantages du glucometre Spengler JT100

- **Precision et fiabilite** : auto-calibration reduisant la necessite de calibrage manuel
- **Interface intuitive** : large ecran LCD pour une lecture claire des resultats.
- **Confort optimal pour le patient** : lancettes ultra-fines 30G biseautees pour une piqure quasi indolore a utilise avec l'autopiqueur Spengler.
- **Prelevement minimal** : une goutte de sang de seulement 0,5 µL est necessaire.
- **Sites alternatifs de prelevement** : paume de la main ou avant-bras.
- **Hygiene optimale** : ejecteur de bandelettes pour eviter tout contact avec le sang.
- **Stockage avance** : memorisation de 500 resultats et calcul des moyennes sur 7, 14 et 30 jours.
- **Alarme parametree** : rappel de test et alertes en cas d'hypoglycemie ou d'hyperglycemie.
- **Connectivite facilitee** : transfert des donnees sur PC via cable USB-C (en option).
- **Duree de vie prolongee des bandelettes** : minimum 24 mois flacon ferme et 12 mois apres ouverture.

Decouvrez les produits complementaires et consommables associes :

- **Lancettes pour stylo autopiqueur**
- **Bandelettes pour glucometre** Spengler JT100
- **Solution de controle** pour lecteur de glycemie Spengler JT100

Contenu du kit

- 1 Glucometre Spengler JT100
- 10 Bandelettes test
- 1 Solution de controle
- 1 Stylo autopiqueur
- 10 Lancettes ultra-fines 30G
- 1 Notice d'utilisation
- 1 Guide de demarrage rapide
- 1 Carnet de suivi glycémique
- 1 Trousse de transport



02/05/2025 22:25:20 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

KIT COMPLET GLUCOMETRE JT 100 SPENGLER



Ref. GLU010

Caracteristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Medical	DMDIV (diagnostic In Vitro)
Code barre	4719869705914	Code douanier	9027899000
Garantie (mois)	24	Sterile	Oui
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	12	Unite emballee / Hauteur (cm)	5
Unite emballee / Longueur (cm)	16	Unite emballee / Poids (kg)	0.335
Unite nue / Poids (kg)	0.065		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	4	Temperature maxi	30
Humidite maxi	90		
AUTRES CARACTERISTIQUES			

06/08/2025 22:25:20 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr