

MINI SAC OUessant BLEU AVEC POCHETTE NOIRE, DE BOISSY

De Boissy
— DEPUIS 1982

Ref. MDOUES02



06/08/2025 22:29:24 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

MINI SAC OUessant BLEU AVEC POCHETTE NOIRE, DE BOISSY

De Boissy
— DEPUIS 1982

Ref. MDOUES02

La version mini du Sac Medical OUessant

Description

Ecoresponsable, personnalisable et « super organise » pour un look tendance avec toutes les options pratiques et modernes.

Tous les tissus, extérieurs comme intérieurs, certifiés Global Recycled Standard (GRS), ont été fabriqués à partir de matière recyclée et restent lavables, résistants et déperlants.

Son bleu profond, inspiré par les rivages d'Ouessant, est sublime par des finitions effet cuir noir graine, conférant une allure élégante et professionnelle. Si De Boissy a tenu à rendre hommage aux soignants et s'inspirer pour ses sacs de la forme de la sacoche traditionnelle en cuir des médecins, le look des sacs Ouessant contraste bel et bien avec le classicisme habituel. De Boissy a joué la carte de l'élégance, de la tendance et de la modernité. Et il n'en reste pas moins qu'ils ont été conçus pour être « ultra pratiques », pour être le meilleur allié des professionnels de santé lors de leurs visites médicales à domicile ou en collectivité.

- La version mini de Sacs Médicaux Eretat et Eiffel
- L'espace principal intérieur comprend aussi 6 poches, un séparateur et les 2 compartiments mobiles : 1 transparent et 1 isotherme, fourni avec sa poche de gel froid réutilisable
- La poche ventrale mesure 31x15 cm
- Toujours à l'extérieur : les 3 petites poches zippées, plus celle avec élastique pour la bouteille de gel, la pochette d'aspect cuir graine détachable-personnalisable, et le port USB externe avec câble de chargement intégré
- Mêmes poignées, bandoulière, porte-nom et fond antidérapant que le grand format
- Dimensions l x h x p : 32 x 28 x 20 cm
- Poids : 1,6 kg
- Contenu maximal recommandé : 4 kg / 15 litres
- Vendu vide

Le sac De Boissy est remis dans son sac anti-poussière afin de le protéger lorsqu'on le range. Gris avec des motifs, cet accessoire est conçu à partir de matières recyclées avec un serrage par cordon.

📅 06/08/2025 22:29:24 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

MINI SAC OUESSANT BLEU AVEC POCHETTE NOIRE, DE BOISSY

De Boissy
— DEPUIS 1982

Ref. MDOUES02

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446042424	Code douanier	42022290
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	54	Unite emballee / Hauteur (cm)	42
Unite emballee / Longueur (cm)	57	Unite emballee / Poids (kg)	1.05
Unite nue / Poids (kg)	1.05		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			

06/08/2025 22:29:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr