

SAC A DOS MEDICAL CONVERTIBLE OUESSANT, DE BOISSY

Ref. MDOUES03

De Boissy
— DEPUIS 1982



06/08/2025 22:19:52 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

SAC A DOS MEDICAL CONVERTIBLE OUESSANT, DE BOISSY

De Boissy
— DEPUIS 1982

Ref. MDOUES03

Il se porte en sac a dos, a la main ou encore a l'épaule ; un véritable couteau suisse !

Description

Ecoresponsable, personnalisable et « super organise » pour un look tendance avec toutes les options pratiques et modernes.

Tous les tissus, extérieurs comme intérieurs, certifiés Global Recycled Standard (GRS), ont été fabriqués à partir de matière recyclée et restent lavables, résistants et déperlants.

Son bleu profond, inspire par les rivages d'Ouessant, est sublime par des finitions effet cuir noir graine, conférant une allure élégante et professionnelle.

Les sacs OUESSANT ont été conçus pour être « ultra pratiques », pour être le meilleur allié des professionnels de santé lors de leurs visites médicales à domicile ou en collectivité.

- Son espace principal est modulable et contient 4 compartiments zippés, extractibles (fixés avec velcro) : 3 transparents pour identifier rapidement le contenu, et 1 isotherme, fourni avec sa poche de gel froid réutilisable, pour y glisser jusqu'à 20 ampoules
- Un zip d'extension permet d'agrandir ce compartiment principal pour y ranger davantage de matériel
- Un second espace matelassé permet de ranger ordinateur/tablette et documents
- Ce modèle a également la grande poche ventrale (45x21 cm) qui s'ouvre complètement avec d'un côté 2 filets de rangements zippés et 2 poches plates, et sur l'autre face plusieurs boucles élastiques qui permettent de ranger les petites fournitures de soins : pinces, ciseaux, lampe-stylo, thermomètre, bandages, stylos, etc...
- Deux poches externes zippées, plus une avec élastique dédiée à la bouteille de gel hydroalcoolique, une pochette, d'aspect cuir graine détachable-personnalisable (pochette fantaisie imprimée vendue séparément)
- Un port USB externe avec câble de chargement intégré permet de brancher une batterie de secours et ne jamais tomber en panne de téléphone, ou oublier son chargeur chez un patient
- Les bretelles, les poignées et la bandoulière sont rembourrées, solides et dissimulables pour adopter le porte qui convient le mieux
- Dimensions l x h x p : 30 x 45 x 15/19 cm
- Poids : 2,2 kg
- Contenu maximal recommandé : 6 kg / 19-25 litres

Le sac De Boissy est remis dans son sac anti-poussière afin de le protéger lorsqu'on le range. Gris avec des motifs, cet accessoire est conçu à partir de matières recyclées avec un serrage par cordon.

📅 06/08/2025 22:19:52 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

SAC A DOS MEDICAL CONVERTIBLE OUESSANT, DE BOISSY

De Boissy
— DEPUIS 1982

Ref. MDOUES03

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446042431	Code douanier	42029291
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	50	Unite emballee / Hauteur (cm)	35
Unite emballee / Longueur (cm)	50	Unite emballee / Poids (kg)	1.86
Unite nue / Poids (kg)	1.86		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			

06/08/2025 22:19:52 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr