

CRYO PROFESSIONAL 170 ML - 30 APPLICATIONS 5 MM & 30 APPLICATIONS DE 2 MM



Ref. DUCRYO03



CE
0344



14/08/2025 23:05:12 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

CRYO PROFESSIONAL 170 ML - 30 APPLICATIONS 5 MM & 30 APPLICATIONS DE 2 MM



Ref. DUCRYO03

Permet de traiter efficacement les lésions cutanées bénignes

Description

- Agent cryotherapique, permettant de délivrer une température de -55°C en moins de 15 secondes
- Durée d'application entre 15 et 40 secondes
- Set complet comprenant :
 - Une bombe aerosol de 170 ml
 - Des batonnets applicateur de 2mm et/ou 5 mm, utilisables en fonction des différentes lésions
 - Un mode d'emploi
- La vente de ce matériel médical est réservée aux établissements de santé, médecins et cabinets médicaux

Caracteristiques

Marquage CE	CE0344	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	8717484005835	Code douanier	90189084

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	7	Unite emballee / Hauteur (cm)	14
Unite emballee / Longueur (cm)	14	Unite emballee / Poids (kg)	0.3

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature maxi	25
------------------	----

AUTRES CARACTERISTIQUES

14/08/2025 23:05:12 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr