

SPECULUMS AURICULAIRES, 250 PCS, DIA. 2.5 MM, NOIR, ENFANT, SPENGLER

Ref. L20747



 14/08/2025 23:17:53 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

SPECULUMS AURICULAIRES, 250 PCS, DIA. 2.5 MM, NOIR, ENFANT, SPENGLER



Ref. L20747

Description

Boite de 250.
Pour enfant, a usage unique,
Noir,
O 2,5 mm
Universel, compatible toutes marques
Boite avec bec distributeur pour acces facilite aux speculums

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446031268	Code douanier	9033009000
Pays	Suede		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	9	Unite emballee / Hauteur (cm)	11
Unite emballee / Longueur (cm)	11	Unite emballee / Poids (kg)	0.14
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

14/08/2025 23:17:53 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr