

AMPOULIER ISOTHERME ELITE BAGS PHIAL - NOIR

 **ELITE BAGS**

Ref. MEAMPO01



 14/08/2025 23:32:48 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

AMPOULIER ISOTHERME ELITE BAGS PHIAL - NOIR



Ref. MEAMPO01

Ampoulier isotherme, 43 ampoules

Description

- Separateur central matelasse
- Elements de fixation
- Coloris : noir
- Poids : 160 g
- Mesures exterieures : 18 x 13 x 4 cm / 0,93 L
- Capacite maximum recommandee : 1 kg
- Vendu vide

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	8436564540546	Code douanier	4202199090
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	14	Unite nue / Largeur (cm)	13
Unite emballee / Hauteur (cm)	4	Unite nue / Hauteur (cm)	4
Unite emballee / Longueur (cm)	18	Unite nue / Longueur (cm)	18
Unite emballee / Poids (kg)	0.276	Unite nue / Poids (kg)	0.16
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

14/08/2025 23:32:48 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr