

## TROUSSE ELITE BAGS ISOTHERME/DIABETE DIABETIC



Ref. MEDIAB03\_RC



14/08/2025 23:46:51 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## TROUSSE ELITE BAGS ISOTHERME/DIABETE DIABETIC



Ref. **MEDIAB03\_RC**

Trousse elegante comprenant differents compartiments et bandes elastiques pour transporter de maniere organisee le kit du diabetique

### Description

- 1 poche a filet (bandelettes de test, lancettes, etc)
- 1 poche avec fermeture a velcro
- 1 elastique pour auto piqueur
- 2 elastiques de differentes tailles (pour pots, solution de controle, etc)
- 1 elastique avec protecteur d'ecran pour le lecteur de glucose
- 1 compartiment isotherme pour les stylos a insuline avec poche pour gel froid
- 1 poche plate a l'exterieur
- Des tireurs longs pour faciliter l'ouverture
- Materiau: Polyester gris bi ton
- Poids: 0,12 kg.
- Mesures : 17 x 10 x 6 cm / 0.95L
- Coloris : Gris (MEDIAB03), noir (MEDIAB03\_N), bleu jean (MEDIAB03\_B) ou rose (MEDIAB03\_RC)
- Vendu vide

### Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	8436564542465	Code douanier	4202.12.99.90
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	19	Unite nue / Largeur (cm)	6
Unite emballee / Hauteur (cm)	6	Unite nue / Hauteur (cm)	10
Unite emballee / Longueur (cm)	10	Unite nue / Longueur (cm)	17
Unite emballee / Poids (kg)	0.248	Unite nue / Poids (kg)	0.012
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

www.gsh-med.fr