

SAC EMERGENCY'S LIGHT - ROUGE WATERPROOF

EMERGENCY'S™

Ref. MEEMER02_WA



15/08/2025 00:15:10 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

SAC EMERGENCY'S LIGHT - ROUGE WATERPROOF

EMERGENCY'S™

Ref. MEEMER02_WA

Sac de secours pratique et leger en version impermeable.

Description

- Il dispose egalement de trois poches exterieures ; celle a l'avant est divisee avec des bandes elastiques caoutchoutees
- Fermetures a zip haute resistance
- Bandes reflechissantes
- Mallette lavable
- Poignees renforcees et bretelles
- Dimensions 44 x 25 x 27 cm, capacite 22 L
- Materiau: Tarpaulin (polyethylene lamine)
- Poids 1.29 kg
- Vendu vide

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040199191	Code douanier	420299000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	25
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	27
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	44
Unite emballee / Poids (kg)	1.3	Unite nue / Poids (kg)	1.29

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

15/08/2025 00:15:10 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr