

SAC A DOS SAUVETAGE EMERGENCY'S

EMERGENCY'S™

Ref. MEEMER05_B



15/08/2025 00:04:23 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

SAC A DOS SAUVETAGE EMERGENCY'S

EMERGENCY'S™

Ref. **MEEMER05_B**

Son ouverture a rabat pliable permet d'accéder aux outils nécessaires aux gestes des situations d'urgence

Description

- Poignée ergonomique principal avec velcro
- Grandes poches sur les deux cotes
- Bretelles et dos rembourrés, sac a dos réglable
- Grande poche avant, prête a accueillir un defibrillateur
- Interieur spacieux pour un acces pratique et facile au materiel
- Compartiments internes avec maille et fenetres transparenteS pour l'organisation du materiel
- Dimensions exterieures : 37 x 45 x 21 cm/30L
- Matériau : 600D Polyester et PVC
- Poids : 1,22 kg
- Existe en version waterproof
- Vendu vide
- Existe en :
 - Bleu : MEEMER05_B
 - Rouge :MEEMER05_R

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	8436564542663	Code douanier	420299000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	31	Unite nue / Largeur (cm)	37
Unite emballee / Hauteur (cm)	8	Unite nue / Hauteur (cm)	21
Unite emballee / Longueur (cm)	48	Unite nue / Longueur (cm)	54
Unite emballee / Poids (kg)	1.3	Unite nue / Poids (kg)	1.22

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr