

DERMATOSCOPE DIGITAL FIREFLY DE300

Ref. DFIDE300A



07/10/2025 22:46:25 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

DERMATOSCOPE DIGITAL FIREFLY DE300

Ref. DFIDE300A



Dermatoscope connecté pour une utilisation en télémedecine

Description

Points forts du dermatoscope numérique DE300

- Résolution 2 Mégapixels réels :

Profitez d'images nettes et précises, sans interpolation, pour une qualité 100% authentique

- Capture instantanée d'images et de vidéos :

Son moteur de traitement d'image de pointe élimine quasiment tout décalage visuel, pour une expérience fluide et intuitive

- Grossissement puissant :

Jusqu'à 35x optique et 150x numérique, pour examiner chaque détail avec une clarté exceptionnelle.

- Polariseur intégré haute qualité :

Offrant plusieurs niveaux de polarisation, il permet d'obtenir des images parfaitement contrastées.

- Optique haut de gamme :

Double lentille en verre multicouche 650 nm coupure, garantissant une profondeur de champ remarquable et une netteté incomparable.

- Conçu pour la microscopie d'épiluminescence numérique (DELM) :

Une technologie avancée pour les diagnostics de précision

- Compatibilité optimale

Il s'intègre facilement à vos systèmes de DME (dossier médical électronique)

DERMATOSCOPE DIGITAL FIREFLY DE300

Ref. DFIDE300A



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	8512890070718	Code douanier	8525803000
Garantie (mois)	12		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.292
Unité nue / Poids (kg)	0.105		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---