

CABLE PATIENT ECG 4,5M (POUR TANGO M2 SEULEMENT)

SUNTECH

Ref. DSU230717

Cable patient ECG 4,5m (pour Tango M2 seulement)

Description

Cable patient ECG 4,5m (pour Tango M2 seulement)

Caractéristiques

Marquage CE	CE0413	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446012304	Code douanier	9018110000
Garantie (mois)	3		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---