

**BRASSARD PETIT ADULTE ORBIT-K
(CIRCONFÉRENCE DE BRAS 18-27CM)****SUNTECH**Ref. DSU230720

Brassard petit adulte Orbit-K (circonférence de bras 18-27cm)

Description

Brassard petit adulte pour Moniteur Tango

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446012311	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---