

CABLE DE LIAISON PC USB - OSCAR 2 MAPA 24 H

Ref. DSU230912

SUNTECH



CE
0413



**CABLE DE LIAISON PC USB - OSCAR 2
MAPA 24 H****SUNTECH**Ref. DSU230912

Cable de liaison pc USB - Oscar 2 MAPA 24 h

Description

Câbles Oscar 2TM.
Câbles informatiques pour la connexion d'Oscar 2TM à un ordinateur.
Pour la programmation et l'importation des données patient.

Caractéristiques

Marquage CE	CE0413	Dispositif Médical	Classe I
Code douanier	9018199560	Garantie (mois)	3
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.07
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		