

ECG CARDIOMATE 12 SPENGLER

Ref. 260012



CE
0123



08/10/2025 02:19:41 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

ECG CARDIOMATE 12 SPENGLER

Ref. 260012



Les ECG CARDIOMATE® sont des instruments d'une très grande fiabilité.

Description

Précis et intuitif, l'ECG 12 pistes, Spengler Cardiomate 12 est le compagnon idéal en cabinet ou en déplacement. Doté d'une vitesse d'échantillonnage record, il enregistre toute l'activité électrique du cœur avec une grande précision et délivre des analyses adaptées. Avec sa mémoire intégrée et sa connexion par USB à un PC, le transfert des ECG est facilité.

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Visualisation des 12 dérivations en temps réel
- Vitesse d'échantillonnage 32 000Hz
- Convertisseur 24 bits
- Interprétation automatique et calcul des intervalles
- Détection de Pacemaker

SIMPLE D'UTILISATION

- Ecran LCD couleur 10" inclinables
- Enregistrement et impression de l'ECG avec une seule touche
- Clavier QWERTY
- Impression sur papier thermique ou via PC

CONNECTIQUE ET MÉMOIRE

- Mémoire interne de 1 000 ECG
- Transfert des ECG sur PC par simple connexion USB
- Options : Carte SD, Wifi, scanner code-barre, logiciel PC-ECG

TRANSPORTABLE

- Batterie de 5200mAh pour une plus grande autonomie (> 6heures en continu), idéal en cabinet et déplacement
- Léger et robuste
- Poignée de transport escamotable

ACCESSOIRES FOURNIS

- Un câble patient
- Des électrodes (pinces) / électrodes (ventouses)
- Un adaptateur secteur
- Un câble d'alimentation

ECG CARDIOMATE 12 SPENGLER

Ref. 260012



- Un câble mis à terre
- Un rouleau de papier thermique
- Un manuel d'utilisation

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446025496	Code douanier	9018110000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	40
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	9.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	42
Unité emballée / Poids (kg)	8.3	Unité nue / Poids (kg)	4.2

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	50
Humidité mini	25	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---